



Mowbray Toilet Frame Fitting Instructions

Reviewed: June 2025
Next review: June 2026
Version 1

> About this leaflet

This leaflet provides guidance on how to safely fit your Mowbray toilet frame with seat at home.

> What is the toilet frame for?

The toilet seat is a raised, supportive seat that fits securely onto the frame, designed to make sitting down and standing up from the toilet easier and safer.

> Fitting instructions



Ensure there is enough space around the toilet bowl to position the frame correctly.
Lift the toilet lid and seat.



Place the toilet frame around the bowl as shown in the picture.



Make sure all four feet are firmly on the floor and that the frame feels stable.



Ensure the seat section is securely clicked into place on the frame.

➤ **Contact information**

If you have any difficulty fitting the frame, please contact:

Occupational Therapy Department – 0141 951 5161

All of our publications are available in different languages, larger print, braille (English only), audio tape or another format of your choice.

我們所有的印刷品均有不同語言版本、大字體版本、盲文（僅有英文）、錄音帶版本或你想要的另外形式供選擇。

كافة مطبوعاتنا متاحة بلغات مختلفة و بالأحرف الطباعة الكبيرة و بطريقة بريل الخاصة بالمكفوفين (باللغة الإنكليزية فقط) و على شريط كاسيت سمعي أو بصيغة بديلة حسب خيارك.

Tha gach sgrìobhainn againn rim faotainn ann an diofar chànanan, clò nas motha, Braille (Beurla a-mhàin), teip clàistinn no riochd eile a tha sibh airson a thaghadh.

हमारे सब प्रकाशन अनेक भाषाओं, बड़े अक्षरों की छपाई, ब्रेल (केवल अंग्रेज़ी), सुनने वाली कसेट या आपकी पसंदनुसार किसी अन्य फॉर्मेट (आरएफ) में भी उपलब्ध हैं।

我們所有的印刷品均有不同語言版本、大字體版本、盲文（僅有英文）、錄音帶版本或你想要的另外形式供選擇。

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਲ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿਚ, ਆਡੀਓ ਟੇਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ہماری تمام مطبوعات مختلف زبانوں، بڑے حروف کی چھپائی، بریل (صرف انگریزی)، سننے والی کست یا آپ کی پسند کے مطابق کسی دیگر صورت (فارمیٹ) میں بھی دستیاب ہیں۔



☎: 0141 951 5513